

## Coussin Microperles courbe



### Prix du produit :

**54,30 CHF taxe inclu**

### Description du produit :

*Coussin microperles courbe 85 x 18 cm, PU Bleu, complet (cousu)*

*Adapté pour bébé, enfant et adulte. Au-delà de l'utilisation médicale, douceur et confort dès la maternité. Stabilité et soutien, positionnement latérale, multifonctionnel.*

*Coussin microperles courbe 120 x 22 cm, PU Bleu, complet (cousu)*

*Adapté pour bébé, enfant et adulte. Au-delà de l'utilisation médicale, douceur et confort dès la maternité. Stabilité et soutien, positionnement latérale, multifonctionnel.*

*Coussin microperles courbe 150 x 22 cm, PU Bleu, complet (cousu)*

*Particulièrement adapté au positionnement*



CMS+  
Rte de l'Industrie 2  
1163 Etoy  
Suisse  
021 822 24 40

---

*assis (fauteuil, chaise roulante) Il soutient les bras et le corps. Malléables, les microperles peuvent être déplacées pour soutenir là où c'est nécessaire.*

### **Lavage**

Les coussins intérieurs remplis de microperles sont lavables à 60°.

Laver uniquement avec la housse en coton (ou dans un sac à linge)! Ne pas surcharger le tambour du lave-linge : le coussin doit pouvoir bouger librement. Des fuites de perles pourraient gravement endommager la machine à laver. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégâts dus à la perte du matériau de remplissage.

### **Séchage**

Durant le séchage à l'air, il est recommandé de secouer régulièrement le coussin pour permettre un séchage uniforme du matériau de remplissage. Il est possible de sécher le coussin au sèche-linge seulement à la température minimale et en retirant tout de suite le coussin à la fin du programme (le contact prolongé avec le métal chaud du tambour peut provoquer le rétrécissement des microperles).

Les microperles ne doivent pas pénétrer dans les voies respiratoires.



CMS+  
Rte de l'Industrie 2  
1163 Etoy  
Suisse  
021 822 24 40

---

**Codes produits :**

Référence 05.21.2000.0.PEA