

Coussin Vicair Vector O2

Prix du produit :

1 030,00 CHF taxe inclu



Description du produit :

Le coussin Vicair Vector O2 offre une stabilité et une protection de la peau améliorées aux utilisateurs de fauteuil roulant. Il convient aux personnes qui présentent une morphologie symétrique ou asymétrique considérées comme présentant un risque élevé de problèmes d'intégrité cutanée au niveau de l'assise.

Lorsque vous utilisez un fauteuil roulant, une assise stable et un alignement optimal sont souhaitables pour aborder la vie quotidienne. Une posture stable peut aider à améliorer la fonctionnalité du tronc et des extrémités supérieures, telles que la portée avant et latérale. Avec une portée accrue, certaines des activités quotidiennes de base de l'utilisateur de fauteuil roulant peuvent devenir beaucoup plus faciles. Sans oublier qu'ils peuvent également coûter moins d'énergie.

Le coussin Vector O2 a neuf compartiments qui peuvent être ajustés individuellement, ce qui rend le coussin personnalisable pour chaque individu. Les deux compartiments à l'arrière centre du coussin permettent une réduction de



CMS+
Rte de l'Industrie 2
1163 Etoy
Suisse
021 822 24 40

la pression et de la force de cisaillement dans la zone des ischions-coccyx. Les compartiments latéraux sont conçus de manière à pouvoir soutenir les trochanters et les fémurs. L'avant du coussin Vector O2 offre également des possibilités de positionnement supplémentaires. Les 5 compartiments avant sont conçus pour faciliter les ajustements simples, spécifiquement pour chaque fémur / cuisse / bas de jambe. Par exemple, dans les cas où il est nécessaire d'accomoder une différence de mobilité fonctionnelle et d'amplitude entre les articulations de la hanche ou lorsqu'il faut s'adapter à des ischio-jambiers raccourcis

Vicair O2 – Des coussins à air entièrement lavables en machine

Les coussins Vicair O2 sont 100% lavables en machine et respirants. Cela permet une régulation optimale de la température et de l'humidité ainsi qu'une bonne hygiène. Le coussin Vicair Vector O2 peut être mis dans la machine à laver tel quel (Smartcells inclus) et séché à l'air libre par la suite. La régulation de la température et de l'humidité peut également être appelée contrôle du microclimat. Aider à gérer le microclimat avec un coussin peut aider à préserver l'intégrité de la peau et peut contribuer à une réduction des escarres.

Peut être utilisé dans le cadre d'un plan de traitement des escarres

Le coussin Vicair Vector O2 peut être utilisé



CMS+
Rte de l'Industrie 2
1163 Etoy
Suisse
021 822 24 40

efficacement dans les programmes de traitement, de réduction et de prévention des escarres / blessures (stade I-V). Il peut aider à la préservation d'une peau saine, en offrant une immersion et des possibilités d'ajustement et enveloppement optimales en combinaison avec des fonctionnalités pour contrôler le microclimat.

Tailles:

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------|----|
| COUSSIN (43x43x10) | Vicair 09.02.4343.V.VIC | Vector | O2 |
|-----------------------|----------------------------|--------|----|

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------|----|
| COUSSIN (45x40x10) | Vicair 09.02.4540.V.VIC | Vector | O2 |
|-----------------------|----------------------------|--------|----|

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------|----|
| COUSSIN (45x45x10) | Vicair 09.02.4545.V.VIC | Vector | O2 |
|-----------------------|----------------------------|--------|----|

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------|----|
| COUSSIN (50x45x10) | Vicair 09.02.5045.V.VIC | Vector | O2 |
|-----------------------|----------------------------|--------|----|

Codes produits :

Référence 09.02.XXXX.V.VIC