

Sangle Way Up

Transfert en position assise pour **TOUT PATIENT**



positionner la sangle au niveau des lombaires et boucler la ceinture ventrale.



glisser la sangle sous-cuisse et la clipser en ajustant, éviter de trop serrer.



guidon en position basse :
positionner les passants jaunes sur les crochets centraux du guidon.



actionner le vérin jusqu'à mi-parcours.

Prix du produit :

271,10 CHF taxe inclu

Description du produit :

Sangle pour verticalisation Way Up avec Plastron spéciale

Pour les transferts en position assise.

Taille S:de 70 à 90 cm (05.02.0410.0.NAU)
CHF 271.10

Taille M :de 75 à 95 cm (05.02.0410.1.NAU)
CHF 271.10

Taille L:90 à 110 cm (05.02.0410.2.NAU) CHF
271.10

Taille XL: 110 à 130 cm (05.02.0410.3.NAU)
CHF 271.10

Codes produits :

Référence 5.02.0410.X.NAU