


Tous les modèles de sangle 2025

Sangle Universelle Standard




- Maintien de l'ensemble du corps, y compris les épaules.
- Convient aux personnes ayant un bon contrôle de la tête.
- Peut être utilisée pour des transferts à partir de la position allongée pour des transferts assis/assis, pour des ramassages au sol

Dimensions en mm :

	A	B	C	D
XS	965	800	405	365
S	1000	915	510	410
M	1085	1050	560	480
L	1180	1095	585	555
XL	1240	1240	590	720

	Maille	Solide	Spacer
XS	05.02.0200.1.INV 60124093	05.02.0201.1.INV 60124088	05.02.0202.1.INV 60124098
S	05.02.0200.2.INV 60124094	05.02.0201.2.INV 60124089	05.02.0202.2.INV 60124099
M	05.02.0200.3.INV 60124095	05.02.0201.3.INV 60124090	05.02.0202.3.INV 60124100
L	05.02.0200.4.INV 60124096	05.02.0201.4.INV 60124091	05.02.0202.4.INV 60124101
XL	05.02.0200.5.INV 60124097	05.02.0201.5.INV 60124092	05.02.0202.5.INV 60124102

Sangle Universelle dossier bas (Low)



- Maintien des hanches et du bas du dos.
- Convient aux personnes ayant un bon contrôle du tronc et de la tête.
- Peut être utilisée pour des transferts assis/assis

Dimensions en mm :

	A	B	C	D
XS	820	700	280	365
S	850	800	350	410
M	920	935	375	480
L	950	1075	405	575
XL	975	1140	405	730

	Maille	Solide	Spacer
XS	05.02.0210.1.INV 60124078	05.02.0211.1.INV 60124073	05.02.0212.1.INV 60124083
S	05.02.0210.2.INV 60124079	05.02.0211.2.INV 60124074	05.02.0212.2.INV 60124084
M	05.02.0210.3.INV 60124080	05.02.0211.3.INV 60124075	05.02.0212.3.INV 60124085
L	05.02.0210.4.INV 60124081	05.02.0211.4.INV 60124076	05.02.0212.4.INV 60124086
XL	05.02.0210.5.INV 6012482	05.02.0211.5.INV 60124077	05.02.0212.5.INV 60124087

Tous les modèles de sangle 2025



Sangle Universelle avec tête (High)

- Maintien de l'ensemble du corps, y compris de la tête
- Le patient est assis en position légèrement inclinée
- Convient aux personnes ayant un contrôle limité de la tête, du tronc et des hanches
- Peut être utilisée pour des transferts à partir de la position allongée, pour des transferts assis/assis, pour des ramassages au sol

Dimensions en mm :

	A	B	C	D
XS	1040	740	615	310
S	1080	845	770	350
M	1425	1000	900	375
L	1555	1120	1000	450
XL	1600	1190	1000	570
XXL	1650	1285	1000	600



	Maille	Solide	Spacer
XS	05.02.0220.1.INV 60124063	05.02.0221.1.INV 60124058	05.02.0222.1.INV 60124068
S	05.02.0220.2.INV 60124064	05.02.0221.2.INV 60124059	05.02.0222.2.INV 60124069
M	05.02.0220.3.INV 60124065	05.02.0221.3.INV 60124060	05.02.0222.3.INV 60124070
L	05.02.0220.4.INV 60124066	05.02.0221.4.INV 60124061	05.02.0222.4.INV 60124071
XL	05.02.0220.5.INV 6012467	05.02.0221.5.INV 60124062	05.02.0222.5.INV 60124072
XL		05.02.0221.6.INV 60125684	




Sangle Universelle avec tête (High plus)

- Mêmes caractéristiques que la sangle Universelle avec tête mais permet aux patients de garder leurs bras à l'extérieur de la sangle et d'être plus interactifs.

Dimensions en mm :

	A	B	C	D
XS	1335	735	705	305
S	1385	840	880	345
M	1510	955	935	455
L	1580	1105	970	565
XL	1590	1190	970	630




	Maille	Solide	Spacer
XS	05.02.0230.1.INV 60124108	05.02.0231.1.INV 60124103	05.02.0232.1.INV 60124113
S	05.02.0230.2.INV 60124109	05.02.0231.2.INV 60124104	05.02.0232.2.INV 60124114
M	05.02.0230.3.INV 60124110	05.02.0231.3.INV 60124105	05.02.0232.3.INV 60124115
L	05.02.0230.4.INV 60124111	05.02.0231.4.INV 60124106	05.02.0232.4.INV 60124116
XL	05.02.0230.5.INV 60124112	05.02.0231.5.INV 60124107	05.02.0232.5.INV 60124117

Sangle Hamac avec tête

- Maintien de l'ensemble du corps et de la tête.
- Convient aux personnes ayant un contrôle limité de la tête, du tronc et des hanches.
- Inclus des poignées de positionnement.

Dimensions en mm :

	A	B	C	D
XS	1040	970	510	960
S	1150	1050	550	1020
M	1395	1170	610	1160
L	1445	1290	675	1280
XL	1460	1330	745	1470



	Maille	Solide	Spacer
XS	05.02.0240.1.INV 60123860	05.02.0241.1.INV 60123855	05.02.0242.1.INV 60123865
S	05.02.0240.2.INV 60123861	05.02.0241.2.INV 60123856	05.02.0242.2.INV 60123866
M	05.02.0240.3.INV 60123862	05.02.0241.3.INV 60123857	05.02.0242.3.INV 60123867
L	05.02.0240.4.INV 60123863	05.02.0241.4.INV 60123858	05.02.0242.4.INV 60123868
XL	05.02.0240.5.INV 60123864	05.02.0241.5.INV 60123859	05.02.0242.5.INV 60123869

Sangle Hamac sans tête


- Maintien de l'ensemble du corps.
- Convient aux personnes ayant un contrôle limité de la tête.
- Inclus des poignées de positionnement.

Dimensions en mm :

	A	B	C	D
XS	1040	970	510	960
S	1150	1050	550	1020
M	1395	1170	610	1160
L	1445	1290	675	1280
XL	1460	1330	745	1470



	Maille	Spacer
XS	05.02.0260.1.INV 60123844	05.02.0261.1.INV 60123849
S	05.02.0260.2.INV 60123845	05.02.0261.2.INV 60123850
M	05.02.0260.3.INV 60123846	05.02.0261.3.INV 60123851
L	05.02.0260.4.INV 60123847	05.02.0261.4.INV 60123852
XL	05.02.0260.5.INV 60123848	05.02.0261.5.INV 60123853




Sangle Easy-fit à jambes séparées

- Maintien de l'ensemble du corps, y compris la tête.
- Convient aux personnes ayant un contrôle limité de la tête, du tronc et des hanches.
- Les bandes sous-cuisses séparées sont plus faciles à mettre en place que les sangles Hamac.
- Offre une bonne position des hanches pour permettre au patient de s'asseoir relativement droit.

Dimensions en mm :

	A	B	C	D
XS	1100	710	595	170
S	1130	760	640	180
M	1200	800	675	190
L	1270	860	720	210
XL	1390	940	780	220

	Solide	Spacer
XS	05.02.0270.1.INV 60123927	05.02.0271.1.INV 60123932
S	05.02.0270.2.INV 60123928	05.02.0271.2.INV 60123933
M	05.02.0270.3.INV 60123929	05.02.0271.3.INV 60123934
L	05.02.0270.4.INV 60123930	05.02.0271.4.INV 60123935
XL	05.02.0270.5.INV 60123931	05.02.0271.5.INV 60123936



Sangle Toilette

- Convient aux personnes ayant un bon contrôle des hanches, du tronc et de la tête.
- La ceinture offre un maintien accru du corps et un positionnement sécurisant.
- Peut être utilisée pour des transferts assis/assis.

Dimensions en mm :

	A	B	C	D	E
XS	840	620	160	380	400
S	870	710	200	400	430
M	950	800	230	470	490
L	1020	900	230	470	600
XL					

	Solide / avec tête	Solide / sans tête
XS	05.02.0280.1.INV 60123894	05.02.0281.1.INV 60123889
S	05.02.0280.2.INV 60123895	05.02.0281.2.INV 60123890
M	05.02.0280.3.INV 60123896	05.02.0281.3.INV 60123891
L	05.02.0280.4.INV 60123897	05.02.0281.4.INV 60123892
XL	05.02.0280.5.INV 60123898	05.02.0281.5.INV 60123893