



## Sangle Way Up

### Transfert en position assise pour **TOUT PATIENT**



positionner la sangle au niveau des lombaires et boucler la ceinture ventrale.



glisser la sangle sous-cuisse et la clipser en ajustant, éviter de trop serrer.



**guidon en position basse :**  
positionner **les passants jaunes** sur les crochets centraux du guidon.



actionner le vérin jusqu'à **mi-parcours**.

**Product price:**

**271,10 CHF tax included**

**Product description:**

**Product codes:**

Reference: 5.02.0410.X.NAU