

## **SPRAY A PERCUSSION 125ml**

### **ASSAINISSANT DESINFECTANT SURFACES**

### **SANS CFC**

#### **PROPRIETES**

Utilisation en préventif ou en période de maladies

Pulvériser, laisser agir, il n'est pas nécessaire d'utiliser un chiffon pour essuyer

Il permet d'**éliminer 99.9% des bactéries, des champignons et des virus dont le coronavirus**

Utilisation sans rinçage pour les surfaces sans contact direct avec les denrées alimentaires

Lieux publics, ou privés, collectivités, mairies, écoles, hôpitaux, EPHAD, domaine médical, milieu professionnel, boutique, salle de réunion, transports publics ou sanitaires

#### **ACTIVITE DESINFECTANTE**

**Bactéricide** : efficace en 5 minutes à 20°C en conditions de saleté selon les normes EN13697 et EN1276 sur Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae

**Fongicide** : efficace en 15 minutes à 20°C en conditions de saleté selon la norme EN13697 sur Candida albicans, Aspergillus brasiliensis

**Virucide** : efficace en 15 minutes à 20°C en conditions de saleté selon la norme EN14476 sur Poliovirus, Adénovirus, Murine norovirus, Coronavirus

#### **MODE D'EMPLOI**

Bien agiter avant utilisation. 1 aérosol permet de traiter entre 10m<sup>3</sup> et 100m<sup>3</sup>.

**Pulvérisation statique** : Placer l'aérosol au milieu de la pièce. Enclencher le diffuseur. Sortir de la pièce. **Pulvérisa-**

**-tion dynamique** : Enclencher le diffuseur et pulvériser à 20cm des surfaces à traiter ou directement dans l'air. Sortir de la pièce.

Laisser agir 90 min. Aérer avant de réintégrer les locaux.

Ne pas laisser d'animaux dans le local à traiter. Couper tous les appareils électriques en fonctionnement. Couvrir la vaisselle, les aquariums, les terrariums et les cages, couper l'alimentation des pompes d'aquariums.

Contact indirect alimentaire. Pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires : rincer obligatoirement à l'eau potable.

#### **BIOCIDE**

Type de produit : Générateur d'aérosol (AE). Formule déposée au centre antipoison

Substances actives : Ethanol (N°CAS 64-17-5) et Chlorure de didécylidiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5)

Type d'utilisation : TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Date limite d'utilisation : 2 ans à partir de la date de fabrication

#### **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Consulter la fiche de sécurité

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit Dangereux. Respectez les précautions d'emploi

#### **COMPOSITION (en masse)**

Ethanol denat.	27,24%
Chlorure de didécylidiméthylammonium	0,6%
Anti-corrosion	0,2%
Eau	qsp 100%
DME	60%

#### **PALETTISATION**

Contenance : 125 ml  
Boîtier fer blanc diamètre 45mm

Unités par pack filmé : 24  
Unités par palette : 3840  
Pack filmé par couche : 16  
Couches par palette : 10  
Pack filmé par palettes : 160

#### **ENVIRONNEMENT**

